



包装単位・貯蔵方法・有効期間・製品コード・統一商品コード

製 品 名	包装単位	貯蔵方法	有効期間	製品コード	統一商品コード
ウロペーパー®Ⅲ '栄研'	下表参照	室温保存	2年間	下表参照	下表参照
ウロペーパー '栄研' ソルト®	2枚	室温保存	1年6ヵ月間	E-PN71	026204673
	100枚入			E-PN30	026261522
OC-ヘモキャッチ®S '栄研'	30回分	室温保存	1年6ヵ月間	E-PC15	026194769
ラビラン®H.ピロリ抗体スティック	10テスト用	2～30℃	18ヵ月間	E-AM31	026192239
ゲステート®ST-II	5回分	室温遮光	18ヵ月間	E-SG81	026097992
	30回分			E-SG82	026098005
イムノキャッチ®-肺炎球菌	10回分	室温保存	2年間	E-ET04	026211442
イムノキャッチ®-レジオネラ	10回分	室温保存	2年間	E-ET02	026205519
イムノキャッチ®-肺炎球菌／レジオネラ	10回分	室温保存	24ヵ月	E-ET06	026231068
イムノキャッチ®-RSV	10回分	室温保存	1年間	E-ET03	026208305
イムノキャッチ®-Strep A	10回分	室温保存	18ヵ月間	E-ET08	026359359
イムノキャッチ®-Adeno	10回分	室温保存	18ヵ月間	E-ET07	026359342
イムノキャッチ®-Adeno 反応容器	10個	室温保存	18ヵ月間	E-ET09	026359366
イムノキャッチ®-ノロ Plus	10回分	室温保存	24ヵ月間	E-ET05	026221663
ディップスティック '栄研' ロタ	20回分	室温保存	1年6ヵ月間	E-ML31	026324562
ディップスティック '栄研' アデノ	20回分	室温保存	1年6ヵ月間	E-ML33	026045788

ウロペーパー®Ⅲ '栄研' 製品一覧

製 品 名	識別記号	包装単位	製品コード	統一商品コード	適 合 機 種	測 定 項 目											
						クロロヘキサン	潜 血	蛋白質	ブドウ糖	ケトン体	ビリルビン	亜硝酸塩	比 重	白血球	pH	クレアチニン	アルブミン
						U	H	A	G	K	B	N	S	L	pH	C	MA
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH,C,MA	12	100枚 100枚×10	E-UR97 E-UR98	026200637 026200644	◇	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH	10	100枚 100枚×10	E-UR95 E-UR96	026135861 026135878	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,H,A,G,K,B,N,S,pH	9S	100枚 100枚×10	E-UR90 E-UR91	026135847 026135854	◎	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,H,A,G,K,B,N,pH	8	100枚 100枚×10	E-UR80 E-UR81	026135793 026135809	◎	●	●	●		●	●	●			●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,H,A,G,K,B,S,pH	8S	100枚 100枚×10	E-UR85 E-UR86	026135816 026135830	◎	●	●	●	●	●	●		●		●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,H,A,G,K,B,pH	7	100枚 100枚×10	E-UR70 E-UR71	026135755 026135762	◎	●	●	●	●	●	●				●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,H,A,G,K,S,pH	7S	100枚 100枚×10	E-UR75 E-UR76	026135779 026135786	☆	●	●	●	●	●			●		●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,H,A,G,K,pH	6	100枚 100枚×10	E-UR60 E-UR61	026135700 026135717	◎	●	●	●	●	●					●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,H,A,G,S,pH	6S	100枚 100枚×10	E-UR65 E-UR66	026135731 026135748	☆	●	●	●	●				●		●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' H,A,G,pH,C,MA	6C	100枚 100枚×10	E-UR67 E-UR68	026233789 026233796	◇		●	●	●						●	●	●
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,H,A,G,pH	5	100枚 100枚×10	E-UR50 E-UR51	026135663 026135670	◎	●	●	●	●						●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' H,A,G,L,pH	5L	100枚 100枚×10	E-UR55 E-UR56	026135687 026135694	☆		●	●	●					●	●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U,A,G,pH	4U	100枚 100枚×10	E-UR45 E-UR46	026135632 026135649	○	●		●	●						●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' H,A,G,pH	4	100枚 100枚×10	E-UR42 E-UR43	026135618 026135625	●		●	●	●						●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' H,A,G,pH	4 (long)	100枚 100枚×10	E-UR40 E-UR41	026135595 026135601	◎		●	●	●						●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' A,G,pH	3	100枚 100枚×10	E-UR32 E-UR33	026135571 026135588	●			●	●						●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' A,G,pH	3 (long)	100枚 100枚×10	E-UR30 E-UR31	026135557 026135564	◎			●	●						●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' U	U	100枚	E-UR11	026135496	○	●											
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' K	K	100枚	E-UR14	026135526	○					●							
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' H	H	100枚	E-UR12	026135502	○		●										
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' G,pH	G	100枚	E-UR22	026135540	○				●						●		
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' B	B	100枚	E-UR13	026135519	○						●						
ウロペーパー®Ⅲ '栄研' A,pH	A	100枚	E-UR21	026135533	○			●							●		

：ロング試験紙 ：ショート試験紙

適合機種 ●：US-2100R ○：US-2100RおよびUS-2200 ☆：US-1200、US-2100R、US-2200およびUS-2300
◎：US-1000、US-1200、US-2100R、US-2200およびUS-2300 ◇：US-1200、US-2200およびUS-2300

各試薬の使用上又は取扱い上の注意については、最新の「電子化された添付文書」をご参照ください。

POCT製品一覧

PRODUCTS LINE UP



■尿試験紙 ■便中Hb検出試薬／尿中抗*H.pylori* 抗体検出試薬 ■妊娠診断補助試薬 ■感染症検査試薬

栄研化学は簡単・迅速な検査試薬で
医療現場での迅速診断をサポートします。

体外診断用医薬品
承認番号 21600AMZ00655000
認証番号 225AFAMX0062000



各種疾患の
スクリーニングに！

クラスII汎用検査用シリーズ 多項目試験紙キット

ウロペーパー®Ⅲ‘栄研’

- 蛋白質/クレアチニン比(P/C比)、アルブミン/クレアチニン比(A/C比)の報告が可能です。
- キャップを閉めたときのクリック感で密栓状態が確認でき、吸湿による変色リスクを低減します。

製造販売元：栄研化学株式会社

体外診断用医薬品
承認番号 16200AMZ00542000



高血圧症・腎疾患等の
減塩指導に！

食塩キット

ウロペーパー‘栄研’ソルト®

- 尿に浸すだけの簡便な操作で、1分で判定します。
- 2～14g/Lまでの尿中食塩濃度を半定量値で判定します。

製造販売元：栄研化学株式会社

体外診断用医薬品
承認番号 22400AMX01408000



下部消化管出血の
スクリーニングに！

便潜血キット

OC-ヘモキャッチ®S‘栄研’

- 反応容器は使いやすいコンパクトなサイズです。
- 検体滴下量は1滴です。
- 判定ラインは赤色です。
- 反応容器の有効期間は1年6ヵ月間です。

製造販売元：栄研化学株式会社

体外診断用医薬品
承認番号 22200AMX00374000



ヘリコバクターピロリの
感染診断補助に！

ヘリコバクターピロリ抗体キット

ラピラン®H.ピロリ抗体スティック

- イムノクロマト法により、尿中の抗H.ピロリ抗体の有無を15分で判定します。
- 検体の採取が容易な随時尿で測定できます。
- 米国FDA販売承認試薬です。
- 日本人臨床分離株の抽出抗原を使用しています。

販売元：栄研化学株式会社 製造販売元：大塚製薬株式会社

体外診断用医薬品
承認番号 21200AMZ00397000



妊娠診断補助など
尿中hCGの検出に！

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット

ゲステート®ST-II

- 抗hCG抗体感作金コロイドを用いたイムノクロマト法です。
- モノクローナル抗体を用いた高感度法です(最小検出感度 25 IU/L)。
- テストストリップを尿に浸すだけのワンステップです。
- スリムで安心な防湿アルミパック包装です。

販売元：栄研化学株式会社 製造販売元：株式会社ニッポンジーン

体外診断用医薬品
承認番号 22700EZ00029000



脳脊髄膜炎起炎菌英膜多糖抗原キット

イムノキャッチ®-肺炎球菌

- 専用スポイトで簡単な1step操作です。(希釈や展開試薬の操作不要)

体外診断用医薬品
承認番号 22600AMX00572000



レジオネラキット

イムノキャッチ®-レジオネラ

- 反応時間は15分です。

体外診断用医薬品
承認番号 23000EZ00055000




脳脊髄膜炎起炎菌英膜多糖抗原キット、レジオネラキット

イムノキャッチ®-肺炎球菌/レジオネラ

- クリアな判定像で視認性がアップします。

製造販売元：栄研化学株式会社

体外診断用医薬品
承認番号 22700AMX00666000



RSウイルスキット

イムノキャッチ®-RSV

- 反応時間は8分
- スポンジタイプの滅菌綿棒を採用

体外診断用医薬品
承認番号 30500EZ00045000



A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット

イムノキャッチ®-Strep A

体外診断用医薬品
承認番号 30500EZ00036000



アデノウイルスキット

イムノキャッチ®-Adeno


アデノウイルスキット

イムノキャッチ®-Adeno 反応容器

- 検体抽出液の共用が可能です。(咽頭ぬぐい液の場合)
- 検体抽出液の調製と検体抽出のための静置時間は不要です。

製造販売元：栄研化学株式会社

体外診断用医薬品
承認番号 22800EZ00061000



ノロウイルス抗原キット

イムノキャッチ®-ノロ Plus

- 反応時間は15分です。
- 幅広いgenotypeを検出できます。

製造販売元：栄研化学株式会社

体外診断用医薬品
承認番号 21200AMY00003000



ロタウイルスキット

ディップスティック‘栄研’ロタ

- 金コロイドを用いたスティックタイプのイムノクロマト法です。

体外診断用医薬品
承認番号 21200AMY00002000



アデノウイルスキット

ディップスティック‘栄研’アデノ

- 糞便を懸濁した検体抽出液にテストスティックを浸すだけの簡単操作です。

製造販売元：栄研化学株式会社 製造元：SA Scientific